

**FICHE PRODUIT : DECHETS MEDICAUX**Désignation : **Collecteur 3L FP****Premium**Référence : **ST03830**Date : **02/12/2013**Page : **1/1****Dimensions** : 195 x 135 x 189 mm**Poids** : 338 gr**Matière** : PP295**Capacités** : réelle 2.7 litres / utile 2,2 Litres**Couleurs** : jaune et blanc naturel**Résistances** : Perforation et chute**Normes** : Conforme NF X 30 500 et ADR UN**Caractéristiques** : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes / Système anti-reflux par bourrelets**Composition** : Kit de 3 pièces.**Pièce 1** : Cuve 3 Litres, jaune**Pièce 3** : Couvercle PM, blanc**Pièce 2** : Trappe, jaune**Etiquette 3L****Remarque** : Ensemble Couvercle/Trappe pré-monté, à assembler sur la cuve par l'utilisateur.**Conditionnement** :**Dimensions carton** : 600 x 500 x 400 mm**Quantité par carton** : 42 Kits**Poids du carton** : 15.2 Kg**Dimensions palette** : 1200x800x2100mm**Quantité par palette** : 672 Kits**Poids palette** : 255 Kg**Nombre de carton par palette** : 16**Remarque** :**Description** :

- Boîte composée d'une cuve en PP, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (environ 140x35mm), un évidement en arc pour passer les objets d'environ Ø50 mm et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

**Accessoires / options:****Support universel** : Réf ST03841M. Il permet la fixation sur plan horizontal ou vertical, par visserie, anti-dérapant, adhésif double face, ou système de serrage autour d'un tube ; pour favoriser la désolidarisation en mono-manuelle**Plateaux de soins** : Réf ST03999 / ST04090. Il permet le transport de petit matériel avec maintien du collecteur.**Support inox rotatif** pour tubes horizontaux ou verticaux.

Plateau de soins



Support ventouses



Support inox pour tubes



«Risque biologique»