

FICHE PRODUIT : DECHETS MEDICAUX



Désignation : **Plateau de soins**

Référence : **ST03999**

Date : **15/12/2004**

Page : **1/1**



Dimensions : 260 x 260 x 40 mm

Poids : 170 grammes

Matière : PE HD

Capacité : partie plateau, 1 Litre

Couleur : gris (RAL 7035)

Résistances : chocs et chute

Particularités : une partie plateau / une partie fixation collecteur

Caractéristique : pour les collecteurs 0,7L/1L/1,3L/2L/3L

Composition :

Pièce 1 : Plateau ; Réf: ST03999 ; couleur : gris

Pièce 3 :

Pièce 2 :

Pièce 4 :

Remarques : Les plateaux s'empilent, (écart entre deux plateaux 12 mm). Epaisseur générale : 2 mm.

Conditionnement :

Dimensions carton : 600 x 300 (h) x 400

Quantité par carton : 60

Poids du carton : 11 Kg

Dimensions palette : 1200x800x1900mm

Quantité par palette : 1440

Poids palette : 274 Kg

Nombre de carton par palette : 24

Remarque :

Description :

- Partie plateau : large zone plane permettant d'entreposer tout type de petit matériel, capacité environ 1 Litre.
- Partie fixation : avec système de rails autoblocants pour le maintien des collecteurs 0,7L / 1L / 1,3L / 2L / 3L.
- Formes de préhension pour faciliter la prise en main, lors des manipulations.
- Zone centrale avec logo.
- Les formes arrondies et exempt d'angles droits, permettent un nettoyage aisé du plateau de soins.

Mise en situation :



**Mini-collecteur
0.7 Litre**

