

FICHE PRODUIT : DECHETS MEDICAUXDésignation : **Collecteur 2L FP****Premium**Référence : **ST03845 (B)**Date : **23/05/2011**Page : **1/1****Dimensions** : 195 x 135 x 149 mm**Poids** : 280 gr**Matière** : PP295**Capacités** : Réelle 2 litres / Utile 1,6 Litres**Couleurs** : Jaune et blanc naturel**Résistances** : Perforation et chute**Normes** : Conforme NF X 30 500, NF 302 et ADR UN**Caractéristiques** : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes / Système anti-reflux**Composition** : Kit de 3 pièces.**Pièce 1** : Cuve 2 Litres, jaune**Pièce 3** : Couvercle PM, blanc**Etiquette 2L****Pièce 2** : Trappe, jaune**Remarque** : Ensemble Couvercle/Trappe pré-montée, à assembler sur la cuve par l'utilisateur**Conditionnement** :**Dimensions carton** : 600 x 500 x 400 mm**Quantité par carton** : 50 Kits**Poids du carton** : 15 Kg**Dimensions palette** : 1200x800x2100mm**Quantité par palette** : 800 Kits**Poids palette** : 250 Kg**Nombre de carton par palette** : 16**Remarque** : -**Description** :

- Boîte composée d'une cuve en PP, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (environ 140x35mm), un évidement en arc pour passer les objets d'environ Ø50 mm et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

Accessoires / options:**Support pieds** : Il permet la fixation sur plan horizontal, avec ventouses, pour favoriser la désolidarisation mono-manuelle**Plateau de soins** : ST04090 (1 partie fixation / 2 parties stockage de matériel)**Support inox rotatif** pour tubes horizontaux ou verticaux.

Plateau de soins



Support ventouses



Support inox pour tubes

