

FICHE PRODUIT : DECHETS MEDICAUX



Désignation : **Collecteur 5L**

Premium

Référence : **ST03847 (B)**

Date : 23/05/2011

Page : **1/1**



Dimensions : 226 x 156 x 211 mm

Poids : 400 gr

Matière : PP295

Capacités : réelle 4,2 litres / utile 3,3 Litres

Couleurs : jaune et blanc naturel

Résistances : Perforation et chute

Normes : Conforme NF X 30 500, NF 302 et ADR UN

Caractéristiques : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes / Système anti-reflux

Composition : Kit de 3 pièces.

Pièce 1 : Cuve 5 Litres, jaune

Pièce 3 : Couvercle GM, blanc

Etiquette 5 L

Pièce 2 : Trappe, jaune

Remarque : Ensemble Couvercle/Trappe pré-montée, à assembler sur la cuve par l'utilisateur

Conditionnement :

Dimensions carton : 600 x 500 x 400 mm

Quantité par carton : 30 Kits

Poids du carton : 13 Kg

Dimensions palette : 1200x800x2100mm

Quantité par palette : 480 Kits

Poids palette : 218 Kg

Nombre de carton par palette : 16

Remarque :

Description :

- Boîte composée d'une cuve en PP, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (environ 140x35mm), un évidement en arc pour passer les objets d'environ Ø50 mm et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

Accessoires / options:

Support universel : Réf ST03841M. Il permet la fixation sur plan horizontal ou vertical, par visserie, anti-dérapant, adhésif double face, ou système de serrage autour d'un tube ; pour favoriser la désolidarisation en mono-manuelle

Support inox rotatif pour tubes horizontaux ou verticaux.



Support universel



Support inox pour tubes



«Risque biologique»