

**FICHE PRODUIT : DECHETS MEDICAUX**Désignation : **Collecteur 10L****Premium**Référence : **ST03849 (B)**Date : **23/05/2011**Page : **1/1****Dimensions** : 226 x 156 x 409 mm**Poids** : 610 gr**Matière** : PP295**Capacités** : réelle 8,7 litres / utile 7,4 Litres**Couleurs** : jaune et blanc naturel**Résistances** : Perforation et chute**Normes** : Conforme NF X 30 500, NF 302 et ADR**Caractéristiques** : Fermetures provisoire et définitive / Autoclavable à 134°C pendant 18 minutes / Système anti-reflux**Composition** : Kit de 3 pièces.**Pièce 1** : Cuve 10 Litres, jaune**Pièce 3** : Couvercle GM, blanc**Etiquette 10 L****Pièce 2** : Trappe, jaune**Remarque** : Ensemble Couvercle/Trappe pré-monté, à assembler sur la cuve par l'utilisateur**Conditionnement** :**Dimensions carton** : 800 x 400 x 400 mm**Quantité par carton** : 18 Kits**Poids du carton** : 12 Kg**Dimensions palette** : 1200x800x2100mm**Quantité par palette** : 270 Kits**Poids palette** : 190 Kg**Nombre de carton par palette** : 15**Remarque** :**Description** :

- Boîte composée d'une cuve en PP, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable
- Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (environ 140x35mm), un évidement en arc pour passer les objets d'environ Ø50 mm et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

**Accessoires / options:****Support universel** : Réf ST03841M. Il permet la fixation sur plan horizontal ou vertical, par visserie, anti-dérapant, adhésif double face, ou système de serrage autour d'un tube ; pour favoriser la désolidarisation en mono-manuelle**Support inox rotatif** pour tubes horizontaux ou verticaux.

Support universel



Support inox pour tubes



«Risque biologique»