



<b>CODE PRODUIT</b>	CP700R	
<b>CAPACITE'</b>	7 l.	
<b>COULEURS</b>	Corps du conteneur : jaune; Couvercle : rouge;	
<b>DIMENSION CONTENEURS</b>	Base supérieur : 220x220 mm. Base inferieur: 180.5x180.5 mm Hauteur: 250 mm Couvercle :217x217 mm	
<b>POID</b>	417 g	
<b>EPAISSEUR</b>	1.5 mm	
<b>MATIERE</b>	Polypropylène copolymère	
<b>MASSE BRUTE MAXIMALE</b>	1 kg	
<b>DISPOSITID DE DESOLARIDARISATION</b>	Une configuration adaptés de l'orifice d'introduction des déchets garantie la détachement des aiguilles	
<b>MOYENES DE PRÉHENSION</b>	Deux moyens de préhension solidaires de l'emballage prêt à l'utilisation et ne font pas partie du dispositif de fermeture provisoire et définitive. Le poigné permet une préhension sure et une manipulation aisée	
<b>FERMETURE PROVISOIRE</b>	Le dispositif de fermeture solidaire de l'emballage peut être ouvert, sans être détérioré, d'une seule main , une fois qu'il a été actionné.	
<b>FERMETURE DE FINITIVE</b>	Le dispositif de fermeture solidaire de l'emballage demeure inviolable manuellement , une fois qu'il a été actionné. La fermeture définitive et inviolable évite la contamination externe.	
<b>REPLISSAGE</b>	Un repère horizontal indique la limite de remplissage, correspondant à la capacité utile	
<b>OPTIONAL</b>	Un support optionnel de fixation garantie la stabilisation de la boite pour une utilisation monomanuelle.	
<b>MARQUAGE</b>		4H2 / Y1 / S/ année de fabrication CH / EGI-420432/C P
<b>ESSAI DE PERFORATION BS 7320/90</b>	Résistance à la perforation est démontrée par l'essai de perforation selon le British Standard 7320/ 90 . Il évite les risques d'accidents par piqûres et les risques de contamination.	
	Chaque emballage est être marqué et étiqueté selon les indications du certificat d'homologation	
<b>UTILISATION</b>	Déchets d'activités de soins perforants dénommés piquants, coupants et/ou tranchants susceptibles d'occasionner un risque de rupture de la barrière cutanée et un possible risque d'infection	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Carton : - Quantité 50 unité ; - Dimension : 85x60x45	Palette : - Quantité : 450 unité ; - Dimension: 800x1.300