



<p>ECOMED TUNISIE Tel: +216 71 707 956 Fax: +216 71 719 173</p>	<p>Fiche technique Jerricane pour déchets d'activités de soins à risques infectieuse 40l</p>	
--	---	--

CODE PRODUIT	CONT40	
CAPACITE'	40 l	
COULEURS DISPONIBLES	jaune	
DIMENSION CONTENEURS	Base supérieur : 430.4 x 345.7 mm. Base inférieure: 352.76 x 280.00 mm Hauteur: 390.8 mm Couvercle 423 x 343 x 30 mm	
POID	1.190 g	
EPAISSEUR	Conteneur 1.60 mm Couvercle 2.00 mm	
MATIERE	Polypropylène copolymère	
MASSE BRUTE MAXIMALE	10 kg	
MOYENES DE PRÉHENSION	Deux moyens de préhension solidaires de l'emballage prêt à l'utilisation et ne font pas partie du dispositif de fermeture provisoire et définitive.	
FERMETURE	Le dispositif de fermeture solidaire de l'emballage demeure inviolable manuellement, une fois qu'il a été actionné. La fermeture définitive et inviolable évite la contamination externe.	
REMPLISSAGE	Un repère horizontal indique la limite de remplissage, correspondant à la capacité utile.	
LANGUETTE	La languette liée au couvercle permette de le joindre au corps du conteneur au fin d'éviter la dispersion des couvercles.	
MARQUAGE		4H2 / Y10/ S/ ANNO DI FABBRICAZIONE I / CPABS0222-10 / CP NEW40
		4H2 / Y10 / S / ANNO DI FABBRICAZIONE I / SSSCCP 00340 -10 / CPNEW40
ESSAI DE PERFORATION BS 7320/90	Résistance à la perforation est démontrée par l'essai de perforation selon le British Standard 7320/ 90	
	Chaque emballage est marqué et étiqueté selon les indications du certificat d'homologation.	
CONDITIONNEMENT	200 conteneurs par palette Dimension palette: 100 x 130 x h 240 cm	