



<p><b>ECOMED TUNISIE</b> Tel: +216 71 707 956 Fax: +216 71 719 173</p>	<p><b>Fiche technique</b> <b>Jerricane pour déchets d'activités de</b> <b>soins à risques infectieuse</b> <b>40l</b></p>	
--	--	--

<b>CODE PRODUIT</b>	CONT40	
<b>CAPACITE'</b>	40 l	
<b>COULEURS DISPONIBLES</b>	jaune	
<b>DIMENSION CONTENEURS</b>	Base supérieur : 430.4 x 345.7 mm. Base inférieure: 352.76 x 280.00 mm Hauteur: 390.8 mm Couvercle 423 x 343 x 30 mm	
<b>POID</b>	1.190 g	
<b>EPAISSEUR</b>	Conteneur 1.60 mm Couvercle 2.00 mm	
<b>MATIERE</b>	Polypropylène copolymère	
<b>MASSE BRUTE MAXIMALE</b>	10 kg	
<b>MOYENES DE PRÉHENSION</b>	Deux moyens de préhension solidaires de l'emballage prêt à l'utilisation et ne font pas partie du dispositif de fermeture provisoire et définitive.	
<b>FERMETURE</b>	Le dispositif de fermeture solidaire de l'emballage demeure inviolable manuellement, une fois qu'il a été actionné. La fermeture définitive et inviolable évite la contamination externe.	
<b>REMPLISSAGE</b>	Un repère horizontal indique la limite de remplissage, correspondant à la capacité utile.	
<b>LANGUETTE</b>	La languette liée au couvercle permette de le joindre au corps du conteneur au fin d'éviter la dispersion des couvercles.	
<b>MARQUAGE</b>		4H2 / Y10/ S/ ANNO DI FABBRICAZIONE I / CPABS0222-10 / CP NEW40
		4H2 / Y10 / S / ANNO DI FABBRICAZIONE I / SSSCCP 00340 -10 / CPNEW40
<b>ESSAI DE PERFORATION BS 7320/90</b>	Résistance à la perforation est démontrée par l'essai de perforation selon le British Standard 7320/ 90	
	Chaque emballage est marqué et étiqueté selon les indications du certificat d'homologation.	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	200 conteneurs par palette Dimension palette: 100 x 130 x h 240 cm	