


# FICHE PRODUIT : **DECHETS MEDICAUX**

Désignation : **Support inox pour tube vertical**

Référence : **ST0407** \_

Date : **15/06/2005**

Page : **1/1**



### Dimensions : " encombrement" en mm

ST04070 : 188 x 116 x 46

ST04071 : 238 x 187 x 46

ST04072 : 256 x 216 x 46

### Poids : fixation et visserie = 208 gr

Pièce en fil du ST04070 : 40 gr

Pièce en fil du ST04071 : 58 gr

Pièce en fil du ST04072 : 65 gr

**Matière :** Inox

**Caractéristiques :** support rotatif

### Composition : Kit de 3 pièces + visserie

**Pièce 1 :** Pièce avant de fixation

**Pièce 3 :** Pièce arrière de fixation

**Pièce 2 :** Cadre en fil

**Remarque :** VISSERIE = 2 vis à ailettes et 3 écrous à ailettes

### Conditionnement :

**Dimensions carton :** 260 x 170 x 200 mm

**Quantité par carton :**

ST04070 : 10 kits par carton

ST04071 : 10 kits par carton

ST04072 : 5 kits par carton

### Description :

- Support inox rotatif avec fixation sur tube.
- Existe avec fixation sur tube horizontal (ST04073, ST04074, ST04075)



### Références :



**ST04070** : pour mini-collecteurs 0.7L, 1L et 1.3L

**ST04071** : pour collecteurs 2L, 3L et 8L

**ST04072** : pour collecteurs 5L et 10L

