



CODE PRODUIT	CP1100R	
CAPACITE'	11 l	
COULEURS	Corps du conteneur : jaune; Couverture : rouge;	
DIMENSION CONTENEURS	Base supérieur : 220x220 mm. Base inférieur: 160.5x170 mm Hauteur: 400.5 mm Couvercle :217x217 mm	
POID	555 g	
EPAISSEUR	1.5 mm	
MATIERE	Polypropylène copolymère	
MASSE BRUTE MAXIMALE	1.5 kg	
DISPOSITIF DE DESOLARIDARISATION	Une configuration adaptés de l'orifice d'introduction des déchets garantie la détachement des aiguilles	
MOYENES DE PRÉHENSION	Deux moyens de préhension solidaires de l'emballage prêt à l'utilisation et ne font pas partie du dispositif de fermeture provisoire et définitive. Le poigné permet une préhension sûre et une manipulation aisée .	
FERMETURE PROVISOIRE	Le dispositif de fermeture solide de l'emballage peut être ouvert, sans être détérioré, d'une seule main, une fois qu'il a été actionné.	
FERMETURE DE FINITIVE	Le dispositif de fermeture solide de l'emballage demeure inviolable manuellement , une fois qu'il a été actionné. La fermeture définitive et inviolable évite la contamination externe.	
REPLISSAGE	Un repère horizontal indique la limite de remplissage, correspondant à la capacité utile	
OPTIONAL	Un support optionnel de fixation garantie la stabilisation de la boîte pour une utilisation monomanuelle.	
MARQUAGE		4H2 / Y1.5 / S/ année de fabrication CH / EGI-420432/C P
ESSAI DE PERFORATION BS 7320/90	Résistance à la perforation est démontrée par l'essai de perforation selon le British Standard 7320/ 90 . Il évite les risques d'accidents par piqûres et les risques de contamination.	
	Chaque emballage est être marqué et étiqueté selon les indications du certificat d'homologation	
UTILISATION	Déchets d'activités de soins perforants dénommés piquants, coupants et/ou tranchants susceptibles d'occasionner un risque de rupture de la barrière cutanée et un possible risque d'infection	
CONDITIONNEMENT	Carton : - Quantité 30 unité ; - Dimension : 85x60x45	Palette : - Quantité : 270 unité ; - Dimension: 800x1.300