

FICHE TECHNIQUE :		DECHETS MEDICAUX			
Désignation :		Collecteur 9L FP			
Gamme :		MAXI			
Référence :	ST07009	Date :	17/03/2011		Page :

 	Dimensions : (L) 195 x (l)135 x (h) 495 mm Poids : 630 gr Matière : PP 295 Capacité réelle : 8 litres Capacité utile : 6,8 litres Couleurs : Jaune et blanc Résistances : Perforation et chute Normes : NFX 30.500 et NF302
	Caractéristiques : Fermeture provisoire et définitive. Stérilisation : Autoclave à 134°C pendant 18 minutes

Composition : Kit 3 pièces			
Pièce 1 :	Cuve jaune	Pièce 3 :	Entretoise jaune
Pièce 2 :	Couvercle blanc avec trappe montée	Etiquette :	9 L
Remarque : Ensemble couvercle/trappe pré-montée, cuve et entretoise jaune à assembler par l'utilisateur.			

Conditionnement :			
Dimensions carton :	800x400x400 mm	Quantité par carton :	20 kits
Dimensions palette :	1200x800x2100 mm	Quantité par palette :	300 kits
Nombre de cartons par palette :	15	Poids carton :	13,7 kg
		Poids palette :	216 kg
Remarque :			

Description :	
- Boîte en PP composée d'une cuve, d'une entretoise jaune, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/fermeture mono manuelle provisoire et définitive avec système inviolable ; - Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture ovale (140x70mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.	

Accessoires / Options :	
- Support inox rotatif pour tubes horizontaux ou verticaux. - Support plan ventouses : il permet la fixation sur plan horizontal, avec ventouses, pour favoriser la désolidarisation mono-manuelle.	
 Support inox rotatif	 Support plan ventouses
 «Risque biologique»	