




ECOMED TUNISIE Tel: +216 71 707 956 Fax: +216 71 719 173	Fiche technique Déchets d'activité de soins 21 litres	

CODE PRODUIT	2221CP	
CAPACITE'	21 litres	
COULEURS	Standard : Jaune, optionnel : noir, bleu, rouge.	
DIMENSION CONTENEURS	Base supérieur 307 mm. Base inférieur: 265 mm Hauteur: 368 mm	
POID	180 g	
EPAISSEUR	1.5 mm	
MASSE BRUTE MAXIMALE	750 g. +/- 50 g.	
FERMETURE DE FINITIVE	Le dispositif de fermeture solidaire de l'emballage demeure inviolable manuellement, une fois qu'il a été actionné. La fermeture définitive et inviolable évite la contamination externe.	
REPLISSAGE	Un repère horizontal indique la limite de remplissage, correspondant à la capacité utile	
MARQUAGE		UN 1H2/Y5/S/fabbricante mese e anno CH/EGI-3531/CP
ESSAI DE PERFORATION BS 7320/90	Résistance à la perforation est démontrée par l'essai de perforation selon le British Standard 7320/ 90 . Il évite les risques d'accidents par piqures et les risques de contamination.	
	Chaque emballage est être marqué et étiqueté selon les indications du certificat d'homologation	
UTILISATION	Déchets d'activités de soins,	
CONDITIONNEMENT	Conteneur : - Quantité : 400 unité ; - Dimension: 100 x 120 mm	Couvreclé : - Package de 80 u. ; - Dimension package:45x78x65

Direction technique