

Hygiène



Santé

CATALOGUE **ECOMED** ANNÉE 2016

Collecte Transport Traitement Elimination Finales
Des Déchets des Activités Sanitaires Infectieux, PCT et Biologiques



www.ecomed.com.tn

VENTE DES PRODUITS NÉCESSAIRES AU TRI SÉLECTIF À LA SOURCE

Gestion des D.A.S- des D.A.S.R.I, des Déchets Hospitaliers - des Déchets Médicaux
Des Déchets des Activités de Soins - des Déchets des Activités Sanitaires
Gestion des Déchets INFECTIEUX - des Déchets P.C.T, des Déchets BIOLOGIQUES

76, Avenue Habib Bourguiba - 2080_Ariana

Tél.: 71 70 79 56 - Fax: 71 71 91 73 - e-mail: contact@ecomed.com.tn

VENTE PUBLIQUE

Catalogue des Conteneurs et Emballages Commercialisés Par la Société « ECOMED TUNISIE »

Réf.	Articles	Désignation	Disponibilité Des Produits
------	----------	-------------	----------------------------

LES COLLECTEURS PREMIUM (NFX 30-500) * STIL'eco *

2011EP



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **1,1 litre**

Conditionnement :
Carton de **55** collecteurs



[Cliquez ici](#)

En Stock

2002PP



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **2 litres**

Conditionnement :
Carton de **50** collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

2003PP



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **3 litres**

Conditionnement :
Carton de **42** collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

2003PR



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **3 litres**

Conditionnement :
Carton de **42** collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

2005PR



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **5 litres**

Conditionnement :
Carton de **30** collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

2009EP



Hauteur 50 cm

Collecteur d'Aiguilles Hauteur : **50 cm**
Capacité : **9 litres**

Conditionnement :
Carton de 20 collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

new

2010PR



Collecteur d'Aiguilles PREMIUM
Capacité : **10 litres**

Conditionnement :
Carton de 18 collecteurs.



[Cliquez ici](#)

En Stock

Les ACCESSOIRES Pour COLLECTEURS * STIL'eco *

3001PS



Plateau de soin
Conditionnement : Par **PIÈCE**



[Cliquez ici](#)

En Stock

3002SU




Support universel
Conditionnement : Par **PIÈCE**.



[Cliquez ici](#)

En Stock

3011SV



Support en Inox Vertical
Conditionnement : Par **PIÈCE**.



[Cliquez ici](#)

En Stock

LES COLLECTEURS CAPLA (Norme British Standards: 7320) ET * Norme EUROPÉENNE * UN *

2105CP



Collecteur d'Aiguilles CAPLA

Capacité : **5 litres**

Conditionnement : **carton de 50** collecteurs



[Cliquez ici](#)

En Stock

2107CP



Collecteur d'Aiguilles CAPLA

Capacité : **7 litres**

Conditionnement : **carton de 50** collecteurs



[Cliquez ici](#)

En Stock

2111CP



Collecteur d'Aiguilles CAPLA

Capacité : **11 litres**

Conditionnement : **carton de 30** collecteurs



[Cliquez ici](#)

En Stock

Les ACCESSOIRES Pour FÛTS 40 et 60 litres * CAPLA *

2441SR



Support en Inox 4 Roues
pour Fût CAPLA 40 et 60 litres
Conditionnement : Par **PIÈCE**.



[Cliquez ici](#)

En Stock

LES FÛTS JAUNES Pour DASRI Mous et Déchets PCT Très pratique pour les Blocs Opératoires * Norme EUROPÉENNE * UN *

2221CP



Fût Norme **British Standards 7320**

Capacité : **21 Litres**

Conditionnement :
Par 10 **PIÈCES**.

Sert comme collecteur à aiguilles (Objets Piquant, Coupants, Tranchants), les tubes de prélèvement de sang, les boîtes de pétriensemencées et tous autres déchets de laboratoire, de Bloc Opératoire SAUF les Produits Chimiques.



[Cliquez ici](#)
[En Stock](#)



2240CP



Fût Norme **British Standards 7320**

Capacité : **40 Litres**

Conditionnement :
Par 10 **PIÈCES**.

Sert comme collecteur à aiguilles (Objets Piquant, Coupants, Tranchants), les tubes de prélèvement de sang, les boîtes de pétriensemencées et tous autres déchets de laboratoire, de Bloc Opératoire SAUF les Produits Chimiques.



[Cliquez ici](#)
[En Stock](#)



2260CP



Fût Norme **British Standards 7320**

Capacité : **60 Litres**

Conditionnement :
Par 10 **PIÈCES**.

Sert comme collecteur à aiguilles (Objets Piquant, Coupants, Tranchants), les tubes de prélèvement de sang, les boîtes de pétriensemencées et tous autres déchets de laboratoire, de Bloc Opératoire SAUF les Produits Chimiques.



[Cliquez ici](#)
[En Stock](#)



LES SACS JAUNES BICOLORES à LIEN COULISSANT * Norme EUROPÉENNE * NFX 30-501*

4020SJ



SAC Jaune Petit Modèle : 35X50 cm

Épaisseur : **18μ**

Capacité : **20 litres**

Conditionnement : **carton de 500 Sacs**



[Cliquez ici](#)

Stock Restreint

4030SJ



SAC Jaune Moyen Modèle : 50X70 cm

Épaisseur : **20μ**

Capacité : **30 litres**

Conditionnement : **carton de 500 Sacs.**



[Cliquez ici](#)

En Stock

4050SJ



SAC Jaune Modèle Standard : 65X75 cm

Épaisseur : **23μ**

Capacité : **50 litres**

Conditionnement : **carton de 500 Sacs**



[Cliquez ici](#)

En Stock

4100SJ



SAC Jaune Grand Modèle : 85X95 cm

Épaisseur : **28μ**

Capacité : **100 litres**

Conditionnement : **carton de 200 Sacs.**



[Cliquez ici](#)

En Stock

LES SACS ROUGES BICOLORES à LIEN COULISSANT de MARQUE * ECOMED *

<http://www.ecomed.com.tn/details.php?id=21>

Réf.	Articles	Désignation	Disponibilité
4020ER		SAC Rouge * ECOMED * Dimension : 35X50 cm Epaisseur : 25µ Capacité : 20 litres Conditionnement : carton de 500 Sacs	  DEVIS GRATUIT Cliquez ici <u>Stock Restreint</u>
4030ER		SAC Rouge * ECOMED * Dimension : 50X70 cm Epaisseur : 30µ Capacité : 30 litres Conditionnement : carton de 400 Sacs.	  DEVIS GRATUIT Cliquez ici <u>Stock Restreint</u>
4050ER		SAC Rouge * ECOMED * Dimension : 65X75 cm Epaisseur : 30µ Capacité : 50 litres Conditionnement : carton de 400 Sacs	  DEVIS GRATUIT Cliquez ici <u>Stock Restreint</u>
4100ER		SAC Rouge * ECOMED * Dimension : 85X95 cm Epaisseur : 35µ Capacité : 100 litres Conditionnement : carton de 300 Sacs.	  DEVIS GRATUIT Cliquez ici <u>Stock Restreint</u>

LES SACS COULEURS VARIÉS * Standards Tunisiens * En BASSE DENSITÉ VIERGE *

Réf. Articles Désignation

4030ST



SAC Moyen Modèle : 50X75 cm
Capacité : **30 litres**
Epaisseur : **30µ**
Couleur : Jaune, Bleue, Rouge, Noir et Vert



[Cliquez ici](#)
En Stock

Conditionnement : **carton de 400 Sacs.**

4050ST



SAC Modèle Standard : 65X80 cm
Capacité : **50 litres**
Epaisseur : **30µ**
Couleur : Jaune, Bleue, Rouge, Noir et Vert



[Cliquez ici](#)

En Stock

Conditionnement : **carton de 400 Sacs**

4100ST



SAC Grand Modèle : 85X100 cm
Capacité : **100 litres**
Epaisseur : **35µ**
Couleur : Jaune, Bleue, Rouge, Noir et Vert



[Cliquez ici](#)

En Stock

Conditionnement : **carton de 300 Sacs.**

4140ST



HOUSSE pour Conteneur 120 Litres

Dimension : **100X125 cm = 140 litres**
Epaisseur : **35µ**

Couleur : Jaune, Bleue, Rouge et Blanc
Conditionnement : **carton de 100 Sacs.**

Conseils*

Pour une poubelle ou un conteneur de 120 litres,
Il est nécessaire de prendre un litrage de 130 litres.
Il est nécessaire d'ajouter 10 à 20 cm de débord
Sinon le sac glissera à l'intérieur de la poubelle.
Tenir compte de l'encombrement et du type de déchets.



[Cliquez ici](#)

En Stock

LES CONTENEURS à DASRI GAMME « ECOMED » 2 ROUES et 4 ROUES * Norme EUROPÉENNE * UN *

5120PHB



Couleurs : JAUNE, BLEUE,
ROUGE, VERT et NOIR

« **Habillage Personnalisés** ».
avec **Pédale & Pictogramme**
120 Litres - 2 Roues -



[Cliquez ici](#)

En Stock

Couleurs : Noir, Rouge, Jaune, Bleu et Vert



5240LPG



CONTENEUR GRIS
« **Habillage Personnalisés** ».
240 LITRES 2 ROUES
SANS Pédale
Conditionnement : Par **PIÈCE**



[Cliquez ici](#)

Sur Commande

**Plusieurs Couleurs
Sont Disponibles**

Couleurs : Rouge, Jaune,
Gris, Bleue et Vert

5360LS



CONTENEUR ROUGE
360 LITRES 2 ROUES



[Cliquez ici](#)

En Stock

« **Habillage Personnalisés** ».

Conditionnement : Par **PIÈCE**

Fermeture à clés



**Plusieurs Couleurs
Sont Disponibles**

Couleurs : Rouge, Jaune,
Gris et Vert

5770LV



**CONTENEUR VERT AOM
770 LITRES 4 ROUES**

« **Habillage Personnalisés** ».

Conditionnement : Par **PIÈCE**



[Cliquez ici](#)

Sur Commande

Ce Catalogue étale la Gamme de produits disponible actuellement.

La Société ECOMED S'y Engage.

Cette Disponibilité est valable jusqu'au 31 Décembre 2016.

Ce Catalogue sera révisé au 1^{er} Janvier 2017.

Ce Catalogue étale la Gamme de produits disponibles actuellement.

La Société ECOMED S'y Engage.

Cette Disponibilité est valable jusqu'au 31 Décembre 2016.

Ce Catalogue sera révisé au 1er Janvier 2017.

La Direction Commerciale

ECOMED TUNISIE

76, Avenue Habib Bourguiba

2080 Ariana - TUNISIE -

Tel: +216 71 707 956

Fax: +216 71 719 173

E-mail: Contact@ecomed.com.tn

Site Web : <http://www.ecomed.com.tn/>



L'UNITÉ « ECOMED » de TRAITEMENT des D.A.S À RISQUES

C'est la première Unité en TUNISIE - Spécialement conçue –

Pour le traitement Des Déchets des Activités Sanitaires à Risques



LA COLLECTE EXTERNE : Local Central Des Déchets

Des conteneurs à 2 roues de couleur ROUGE d'une capacité de 360 litres :

→ Ils sont frappés du pictogramme de danger infectieux sur la face avant et les deux cotés, le couvercle est verrouillé par une clé triangulaire standard.

→ Ils seront stationnés dans le local central d'entreposage des DASRI des structures sanitaires.

→ Ils serviront à l'entreposage des DASRI bien conditionnés avant leur enlèvement vers l'unité «ECOMED» de traitement des DASRI.

La Société « ECOMED » mettra à la disposition de sa clientèle des conteneurs 360 litres à 2 roues, de couleur ROUGE en Quantité Suffisante. Il y aura échange pleins contre Vides.

► Ces conteneurs sont à la charge de la Société « ECOMED » mais sous la responsabilité de sa clientèle.



Les CONTENEURS ECOMED sont en entreposage Centralisé
Dans un locale Central de la structure sanitaire réservé à cet usage.

► Les Conteneurs 360 Litres ROULANT SERIE 2 ROUES MODÈLE C-36



Conteneurs « ECOMED » Rouges d'une capacité de **360 litres** et fermant à clés.

PESEE ELECTRONIQUE EMBARQUEE

En matière de gestion globale des déchets, **ECOMED** réalise un diagnostic complet de votre entreprise et vous propose un plan d'action. Dès que le projet est validé par votre Établissement Sanitaire, **ECOMED** intervient à différents niveaux, et assure un accompagnement de votre Entreprise tout au long de sa prestation.

Votre activité génère des déchets des activités sanitaires et vous souhaitez les éliminer...

Comment s'assurer qu'aucun risque ne subsiste ?

ECOMED vous propose un service sur mesure :

- Prise en charge de vos DASRI sur votre lieu de production.
- Transport répondant aux normes (Transport par route des matières dangereuses).
- Fourniture de conditionnements homologués et adaptés à vos besoins.
- Traitement de vos déchets dans une unité agréée par le Ministère de l'environnement.
- Convention d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
- Respect de la réglementation et mise en conformité (*Décret 2008-2745 du 28 juillet 2008*)
- Savoir-faire et professionnalisme.
- A chacun de nos passages un bordereau de prise en charge vous est délivré
- Un état récapitulatif mensuel des opérations d'élimination des DASRI vous sera adressé.

Seuls ces deux documents et la tenue d'un registre spécifique vous permettent de justifier de l'élimination de vos déchets des activités sanitaires, conformément aux exigences réglementaires

« Art. 20 - Les structures et établissements de santé publics et privés ainsi que les personnes visés à l'article 4 du présent décret doivent tenir un registre spécifique numéroté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l'environnement dans lequel sont consignés toutes les opérations relatives à la gestion des déchets des activités sanitaires.

La quantité des déchets, la nature, la source et la destination, les modalités du transport, du stockage et du traitement.

Le registre doit être conservé pendant une période de dix ans et doit être présenté à toute réquisition des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.

(Décret 2008-2745 du 28 juillet 2008 - CHAPITRE V- Dispositions diverses)

Pour consultez notre site Internet cliquez sur : <http://www.ecomed.com.tn>

